

Рис. 1:

### 4.1.1. Изучение центрированных оптических систем

**Цель работы:** изучить методы определения фокусных расстояний линз и сложных оптических систем; определить характеристики оптической системы, составленной из тонких линз; изучить недостатки реальных линз – сферическую и хроматическую аберрации.

**Оборудование:** оптическая скамья с набором рейтеров, положительные и отрицательные линзы, экран, осветитель с ирисовой диафрагмой, зрительная труба, светофильтры, кольцевые диафрагмы, линейка.


#### Теоретическая часть

Измерение фокусного расстояния по методу Аббе основано на определении поперечного увеличения для нескольких (не менее двух) различных положений предмета, находящегося на оптической оси исследуемой оптической системы. На рис. 1 представлена соответствующая схема эксперимента. фокусное расстояние системы можно выразить через положения предмета и соответствующие увеличения следующим образом:

$$f = \frac{\Delta x}{\Delta(y/y')} = -\frac{\Delta x'}{\Delta(y'/y)}.$$

Здесь  $\Delta x = x_2 - x_1$  – смещение предмета,  $\Delta x' = x_2' - x_1'$  – соответствующее ему перемещение изображения,  $\Delta(y'/y) = y_2/y_2' - y_1/y_1'$  – приращение поперечного увеличения, а  $\Delta(y/y')$  — приращение величины, обратной поперечному увеличению. Для повышения точности измерений следует выбирать такие смещения  $\Delta x$ , чтобы увеличения заметно отличались друг от друга. С целью уменьшения случайной ошибки, возникающей при фокусировке изображения, измерения следует проводить несколько раз, усредняя полученные данные.

Определение фокусного расстояния собирающих линз и сложных оптических систем по методу Бесселя. Схема метода Бесселя для случая, когда n=n' и f'=-f, представлена на рис. 2. Она основана на том, что при заданном расстоянии L между предметом и экраном представляет собой квадратное уравнение относительно



1 Ho. 2

расстояния s от главной плоскости пространства предметов до предмета (s < 0):

$$-\frac{1}{s} + \frac{1}{L-\delta+s} = \frac{1}{f},$$

имеющее при условии  $L>4f+\delta$  решения  $s_1$  и  $s_2$ , показанные на рис. 2, где  $\delta$  – расстояние между главными плоскостями системы (линзы).

С учётом симметрии и направлений измерения расстояний, положения предметов определяются соотношениями  $s_2' = -s_1$  и  $s_1' = -s_2$ . Для расстояния L между предметом и экраном и расстояния l между двумя положениями системы (линзы) получаем:  $L - \delta = s'1 - s1$ ,  $l = -s_2 + s_1 = s_1 + s_1'$ . Отсюда следует, что

$$s_1 = -\frac{1}{2}(L - \delta - l), \quad s_1' = \frac{1}{2}(L - \delta + l).$$

После несложных преобразований находим выражение

$$f = \frac{(L-\delta)^2 - l^2}{4(L-\delta)}$$

### Экспериментальная установка

Рис. 3:

# Результаты и обработка

1.

# Выводы

ullet