### 4.4.4. ИНТЕРФЕРОМЕТР ФАБРИ-ПЕРО

**Цель работы:** измерение длины волны жёлтых линий ртути, жёлтого дублета натрия, определение спектральных характеристик интерферометра Фабри—Перо.

**Оборудование:** интерферометр Фабри—Перо, линзы, светофильтры, ртутная и натриевая лампы, катетометр КН-6.

#### Теоретическая часть




Рис. 1: Амплитуды волн в интерферометре Фабри-Перо

Как спектральный прибор высокой разрешающей способности интерферометр Фабри-Перо широко используется в физических экспериментах. Он применяется для исследования тонкой структуры спектральных линий, является неотъемлемым элементом лазера, выполняя роль оптического резонатора, и т. д. Интерферометр Фабри-Перо состоит из двух стеклянных или кварцевых пластин с хорошо отполированными поверхностями (с шероховатостью до  $10-2\lambda$ ), которые установлены параллельно друг другу на некотором расстоянии. На одну поверхность каждой пластины нанесены хорошо отражающие свет покрытия. Для получения коэффициента отражения  $r \approx 0.9$  используют металлические покрытия (Ag, Al), для достижения  $r \approx 0.99$ наносятся многослойные диэлектрические интерфе-

ренционные покрытия. Интерферометр Фабри-Перо можно рассматривать как плоскопараллельную пластину, в которой происходят многократные отражения и интерференция световых волн. На рис. 1 приведена схема интерферирующих волн. Коэффициенты пропускания и отражения по интенсивности отдельного зеркала интерферометра равны t и rсоответственно (из закона сохранения энергии следует, что t+r=1). Пусть  $A_0$  – амплитуда падающей на интерферометр волны, тогда амплитуда отражённой от первого зеркала волны равна  $A_0\sqrt{r}$ , амплитуда прошедшей внутрь интерферометра волны –  $A_0\sqrt{t}$ , амплитуда волны, отражённой от второго зеркала,  $-A_0\sqrt{rt}$ , амплитуда первой прошедшей волны равна  $A_0t$  и т. д. В результате многократных переотражений на выходе интерферометра будем иметь набор волн, амплитуды которых равны  $A_0t$ ,  $A_0tr$ ,  $A_0tr^2$ ,.... Фазовая задержка между двумя «соседними» волнами равна  $k\Delta$ , где  $k=2\pi/\lambda$  – волновое число;  $\Delta$  – разность хода для угла падения  $\theta$ . Интерференционная картина, наблюдаемая с помощью зрительной трубы, настроенной на бесконечность, состоит из концентрических колец равного наклона. Найдём условие возникновения интерференционной картины для световой длины волны  $\lambda$ . Выразим разность хода двух интерферирующих волн, падающих на интерферометр под углом:

$$\Delta = 2L \left( \frac{1}{\cos \theta} - \tan \theta \sin \theta \right) = 2L \cos \theta, \tag{1}$$

где L – расстояние между зеркалами, или БАЗА ИНТЕРФЕРОМЕТРА. Интерференционные максимумы будут наблюдаться для волн, падающих под углами  $\theta_m$ , удовлетворяющими

условию:

$$2L\cos\theta_m = m\lambda. \tag{2}$$

Просуммируем комплексные амплитуды световых волн, прошедших интерферометр. Можно видеть, что амплитуды прошедших волн образуют геометрическую прогрессию. Считая её бесконечной, получим комплексную амплитуду суммарной прошедшей волны:

$$A = \frac{A_0 t}{1 - r \exp^{ik\Delta}}$$

и ее интенсивность:

$$I = |A|^2 = \frac{|A_0|^2 t^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\frac{4\pi}{\lambda} L \cos \theta)} = \frac{I_0}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2(\frac{2\pi}{\lambda} L \cos \theta)}.$$
 (3)

Угловое расстояние между парами уменьшается при увеличении угла наблюдения или уменьшении порядка спектра. Кроме того, уменьшается расстояние между кольцами в одном порядке и их ширина.

Угловая дисперсия ИФП оценивается формулой

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{m}{2L\sin\theta_m} \approx -\frac{1}{\lambda\theta_m}.$$
 (4)

Дифракция Фраунгофера на апертуре интерферометра также влияет на ширину интерференционного кольца и разрешающую способность. Строго говоря, имеет значение не размер освещённой области зеркала, а размер её однородно обработанного участка. Напомним, что погрешность обработки и настройки базы интерферометра L должна быть много меньше  $\lambda$ .

Мы ограничимся рассмотрением зависимости разрешающей способности интерферометра Фабри–Перо от величины базы L (порядка спектра) и коэффициента отражения зеркал r, определим угловое расстояние между двумя близкими линиями, соответствующее условию Релея. Пусть, как и в случае дифракционной решётки, две линии пересекаются на уровне половинной мощности каждой линии. Запишем это условие для угла  $\theta_m + \delta\theta/2$  (угол  $\theta_m$  соответствует максимуму для длины волны  $\lambda$  порядка m). Используя равенство (3), имеем

$$\frac{4r}{(1-r)^2}\sin^2\left(\frac{\pi}{\lambda}2L\cos(\theta_m+\delta\theta/2)\right) = 1.$$

Учитывая условие резонанса (2) и малось углов, получаем

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{\lambda}2L\cos(\theta_m + \delta\theta/2)\right) = \sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cos\theta_m - \frac{\pi L}{\lambda}\sin\theta_m \cdot \delta\theta\right) \approx \left(\frac{\pi L}{\lambda}\theta_m\delta\theta\right)^2.$$

Пусть угловому радиусу  $\theta_m + \delta\theta$  соответствует максимум интерференционного кольца с тем же порядком спектра m и длиной волны  $\lambda + \delta\lambda$  (при пересечении двух линий на уровне половинной мощности угловое расстояние между максимумами линий в два раза больше полуширины отдельной линии). Величину  $\delta\lambda$  можно определить, используя выражение для угловой дисперсии (??):

$$\delta\theta = \frac{1-r}{2\pi\sqrt{r}}\frac{\lambda}{2L}\frac{1}{\theta_m} \approx D\delta\lambda/2 = \frac{m}{4L\theta_m}\delta\lambda.$$

Разрешающая способность для порядка спектра  $m \approx 2L/\lambda$  равна

$$R = \frac{\delta \lambda}{\lambda} \approx \frac{\pi \sqrt{r}}{1 - r} m. \tag{5}$$

#### Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2. Свет от лампы S, пройдя через линзу  $\Pi 0$  и светофильтр C, попадает на интерферометр Фабри—Перо (ИФП). Линза  $\Pi 0$  служит для формирования пучка лучей (слегка сходящегося или слегка расходящегося). Интерференционные кольца наблюдаются в фокальной плоскости линзы . Картина рассматривается через зрительную трубу T, сфокусированную на эту плоскость. Диаметры колец измеряются с помощью микроскопа катетометра. Зрительная труба , отсчётный микроскоп — элементы катетометра — прибора, предназначенного для измерения расстояний в вертикальной плоскости вдоль вертикальной оси.




Рис. 2: Схема экспериментальной установки

# Результаты и обработка

1.

## Выводы

•